

## Způsob použití masáže na krk

### Provoz zdroje napájení

- Připojte USB kabel do nabíječe, případně vložte baterie

### Funkční provoz

- přesuňte tlačítko do polohy ON "zapnuto", použijte mokrý ručník k otření krční části a vodivý plech, pak pole blízko krku, vše musí být vlhké a před použitím čisté.
- V červeném poli na pravé straně stiskněte tlačítko "(ON) - switch", zazní pípnutí a pracovní postup začíná, červené světlo se rozsvítí v čísle 1. "HIGH – více" nebo "LOW – méně", která má následující sadu kombinovaného zpracování 1 do automatického režimu, a to:
  - A.** masáž v automatickém kombinovaném režimu 1,
  - B.** první intenzita masáže,
  - C.** načasování: 15 minut.
- Pomocí klávesy "mode"

Klávesa pro přepínání režimů stisknutím tlačítka "massage na pravé straně může vybrat šest režimů a výchozí nastavení je režim 1 (automatická kombinace 1. režim) a svítí kontrolka indikátoru režimu. Síla každého režimu převodu je první rychlostní stupeň. Šest masážních režimů je:

Režim 1: Automatická kombinace 1, světlo indikátoru režimu 1 svítí.

Režim 2: Akupunktura, světlo indikátoru režimu 2 svítí.

Režim 3: Tlačte, indikátor režimu světlo 3 svítí.

Režim 4: Indikace tlaku, indikátor režimu světlo 1,3 současně svítí.

Režim 5: Hnětení, světlo indikátoru režimu 1,2 současně svítí.

Režim 6: Tlukot, světlo indikátoru režimu 1,2,3 současně svítí.

Automatický kombinační režim 1 bit Automatická smyčka se doporučuje pro použití automatického kombinačního režimu.

- Použití "intenzity" klávesy

Pro zvýšení intenzity, pokaždé stiskněte levou rukojeť "HIGH" klávesu jednou, intenzita zvyšuje jeden rychlostní stupeň, celkem 16. rychlostních stupňů. Pdyioterapie by neměla být bolestivá, začněte slabou pozici a postupně přidávejte.

- Použití klávesy "zeslabit"

Síla zeslabuje, pokaždé, když stisknete levou rukojeť "LOW" klávesu jednou, intenzita snižuje jeden rychlostní stupeň, celkem 16. rychlostních stupňů.

Doporučujeme používat 10-20 minut denně

Pohodlné a snadné použití 6 druhů masáže 10 stupňů intenzity 2 elektrody na masírování ramen a krku.

Vyvažuje váš nervový systém

Odstraňuje bolest

Uvolňuje svaly

Podporuje krevní oběh

Zlepšuje přísun kyslíku, mikrocyklů, výživy tkáňových buněk

Podporuje metabolismus

Specifikace:

Použití: krk, záda

Typ položky: Masáž a relaxace

Frekvence elektrických impulsů: 0-1000 Hz

Šířka elektrického impulsu: 20-400 $\mu$ s

Frekvence pulzů: 0 Hz - 1 000 Hz

Šířka pulsu: 20us -400us

Výkon: 3VDC30mA

6 typů masáží

10 úrovní intenzity

Napájení: USB kabel

Obsah balení:

1 x stroj na masáž krku

1 x USB nabíjecí kabel

2 x elektrodová náplast

1 x kabel