

EMS Foot Massager

Montáž baterie do ovladače

- Otevřete kryt na baterie
- Vložte 2x AAA Baterie
- Zavřete kryt na baterie

Návod

- Vyčistěte chodidla a povrch podložky.
- Položte obě chodidla na povrch podložky současně.
- Připojte hlavní jednotku (ovladač) ke kontaktním bodům (drukům) nožní terapeutické podložky. Zapněte ji stlačením tlačítka ON na hlavní jednotce.
- Vyberte jeden ze čtyř režimů s různými intenzitami pomocí tlačítka PROGRAM na hlavní jednotce.
- Dopřejte si relaxační masáž chodidel. (Poznámka: Toto zařízení je automaticky nastavené na časovač, který je možné upravit podle Vašich preferencí.)

Pracovní režim

- Zahřejte nohy
Režim 1: 30 minut – nízká intenzita
- Posilněte svoje chodidla
Režim 2 a 3: 30 minut – vysoká intenzita
Režim 4: 30 minut – střední intenzita

Opatření

- Doporučuje se používat toto zařízení pouze jednou denně.
- Před použitím se ujistěte, že je povrch podložky očištěný.
- Během masáže mějte chodidla na povrchu podložky. Jakmile jsou Vaše nohy odložené z povrchu, bude potřeba přístroj restartovat.
- Používejte pouze dodaný ovladač.

Údržba

- Po každém použití povrch podložky očistěte vlhkým kapesníkem, nebo hadříkem.
- Neoplachujte a neponořujte přístroj do vody.
- Jak toto zařízení nepoužíváte delší dobu, bezpečně ho uložte na čisté a suché místo.
- Toto zařízení nerozebírejte ani nezničte.